

A **REANAL Laborvegyszer Kft.** és a francia **PRAT-DUMAS** cég között létrejött stratégiai együttműködés keretében termékínálatunkat tovább bővítettük.

A **PRAT-DUMAS** Franciaország legrégebbi papírgyára, mely 1460-ban jött létre, és azóta folyamatosan működik. Termékei között széles választékban találunk szűrőpapírokat különféle laboratóriumi és ipari célra 30 g/m² és 1200 g/m² között. Sima és kreppelt felületű, többféle átmérőjű és íves szűrőpapírokat, üvegszálás szűrőpapírokat, extraháló hüvelyeket kínálnak a gyógyszeripar, élelmiszeripar, galvánipar és egyéb vegyipari ágazatok számára.

Kvantitatív szűrőpapírok

Szűrőpapír, ref. 6600

Pórusméret: 8-12 μ Tömeg: 80 g/m² Vastagság: 270 μ m
Megfelel: MN 640 M; Whatman 40
Hamumentes, közepesen gyors, általános kvantitatív szűréshez

3027P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6600, 9 cm
3024P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6600, 12,5 cm
3025P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6600, 15 cm
3026P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6600 18,5 cm

Szűrőpapír, ref. 6601

Pórusméret: 7-9 μ Tömeg: 80 g/m² Vastagság: 290 μ m
Megfelel: MN 640 D; Whatman 42
Hamumentes, finom csapadékokhoz, kvantitatív lassú szűréshez

3023P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6601, 9 cm
3021P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6601, 11 cm
3022P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6601, 15 cm

Szűrőpapír, ref. 6603

Pórusméret: 12-16 μ Tömeg: 80 g/m² Vastagság: 250 μ m
Megfelel: MN 640 W; Whatman 41
Hamumentes, nagyon gyors, durva szemcséjű csapadékok kvantitatív szűréséhez

3028P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6603, 11 cm
3030P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6603 18,5 cm

Kvalitatív szűrőpapírok

Szűrőpapír, ref. 106

Pórusméret: 7-10 μ Tömeg: 65 g/m² Vastagság: 170 μ m
Megfelel: MN 615; Whatman 93
Kvalitatív, közepesen gyors

3040P-0-99-87	Szűrőpapír ref.106, 1/4 9cm
3036P-0-99-87	Szűrőpapír ref.106, 1/4 12,5cm
3037P-0-99-87	Szűrőpapír ref.106, 1/4 15cm
3038P-0-99-87	Szűrőpapír ref.106, 1/4 24cm
3057P-0-99-87	Szűrőpapír ref.106, 58x58cm

Szűrőpapír, ref. 107

Pórusméret: 4-7 μ Tömeg: 74 g/m² Vastagság: 190 μ m
Megfelel: MN 612; Whatman 93
Kvalitatív, közepesen gyors, erősített, általános laboratóriumi célra

3053P-0-99-87	Szűrőpapír, ref.107, 58x58 cm
---------------	-------------------------------

Szűrőpapír, ref. 116

Pórusméret: 4-7 μ Tömeg: 160 g/m² Vastagság: 370 μ m
Megfelel: MN 618; Whatman 3
Kvalitatív, közepesen gyors

3063P-0-99-87	Szűrőpapír ref.116, 58x58cm
---------------	-----------------------------

Szűrőpapír, ref. 210

Pórusméret: 2-3 μ Tömeg: 100 g/m² Vastagság: 200 μ m
Megfelel: MN 619 G; Whatman 5
Kvalitatív, foszfátmentes, sűrű, lassú

3045P-0-99-87	Szűrőpapír ref.210, 1/4 15cm
3046P-0-99-87	Szűrőpapír ref.210, 1/4 18,5cm

Szűrőpapír, ref. 307

Pórusméret: 8-10 μ Tömeg: 75 g/m² Vastagság: 240 μ m
Megfelel: MN 751; Whatman N 91
Kvalitatív, gyors, krepp, erősített,

3067P-0-99-87	Szűrőpapír ref.307, 58x58cm
---------------	-----------------------------

Szűrőpapír, ref. 600

Pórusméret: 8-12 μ Tömeg: 80 g/m² Vastagság: 270 μ m
Megfelel: MN 616; Whatman 52
Kvalitatív, közepesen gyors

3016P-0-99-87	Szűrőpapír ref.600, 15cm
3059P-0-99-87	Szűrőpapír ref.600, 58x58cm

Szűrőpapír, ref. 607

Pórusméret: 25 μ Tömeg: 75 g/m² Vastagság: 200 μ m
Megfelel: MN 614; MN 715; Whatman 114 és 114V
Kvalitatív, nagyon gyors, erősített, általános laboratóriumi célra

3015P-0-99-87	Szűrőpapír, ref.607, 9 cm
3012P-0-99-87	Szűrőpapír, ref.607, 11 cm
3050P-0-99-87	Szűrőpapír ref.607, 1/4 15 cm
3051P-0-99-87	Szűrőpapír ref.607, 1/4 18,5cm
3055P-0-99-87	Szűrőpapír, ref.607, 58x58 cm

Szűrőpapír, ref. 609

Pórusméret: 20-25 μ Tömeg: 95 g/m² Vastagság: 215 μ m
Megfelel: MN 617; Whatman 4
Kvalitatív, nagyon gyors

3041P-0-99-87	Szűrőpapír ref.609, 1/4 12,5cm
3061P-0-99-87	Szűrőpapír ref.609, 58x58cm

Üvegszálás szűrőpapírok

Szűrőpapír ref. 875

Pórusméret: 0,9-1,2 μ Tömeg: 75 g/m² Vastagság: 480 μ m
Megfelel: MN 85/90; Whatman GF 6
Üvegszálás, finom részecskék szűrésére, gyors, 380 °C-ig, kötőanyaggal

2988P-0-99-87	Szűrőpapír ref.875, 11 cm
2989P-0-99-87	Szűrőpapír ref.875, 15 cm

Szűrőpapír ref. 8855

Pórusméret: 1,2 μ Tömeg: 55 g/m² Vastagság: 270 μ m
Megfelel: MN GF-1; Whatman GF/C
Üvegszálás, nagyon gyors, 380 °C-ig, kötőanyag nélkül

4803P-0-99-87	Szűrőpapír ref.8855, 4,5 cm
---------------	-----------------------------

Egyéb minőségek és méretek is elérhetők, ezekre kérjen tőlünk ajánlatot!

Elérhetőségek:

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467 7535
reanallabor@reanallabor.hu www.reanallabor.hu

Papeterie Prat-Dumas
www.pratdumas.com

Kvantitatív szűrőpapírok

3027P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6600, 9 cm	MN 640 M, 90mm	100 db/db	2 880 Ft+Áfa
3024P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6600, 12,5 cm	MN 640 M, 125mm	100 db/db	5 260 Ft+Áfa
3025P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6600, 15 cm	MN 640 M, 150mm	100 db/db	7 380 Ft+Áfa
3026P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6600 18,5 cm	MN 640 M, 185mm	100 db/db	10 530 Ft+Áfa

3023P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6601, 9 cm	MN 640 D, 90mm	100 db/db	3 370 Ft+Áfa
3021P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6601, 11 cm	MN 640 D, 110mm	100 db/db	4 460 Ft+Áfa
3022P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6601, 15 cm	MN 640 D, 150mm	100 db/db	7 150 Ft+Áfa

3028P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6603, 11 cm	MN 640 W, 110mm	100 db/db	4 320 Ft+Áfa
3030P-0-99-87	Szűrőpapír ref.6603 18,5 cm	MN 640 W, 185mm	100 db/db	9 430 Ft+Áfa

Kvalitatív szűrőpapírok

3040P-0-99-87	Szűrőpapír ref.106, 1/4 9cm	MN 615, 1/4, 90mm	100 db/db	3 870 Ft+Áfa
3036P-0-99-87	Szűrőpapír ref.106, 1/4 12,5cm	MN 615, 1/4, 125mm	100 db/db	4 020 Ft+Áfa
3037P-0-99-87	Szűrőpapír ref.106, 1/4 15cm	MN 615, 1/4, 150mm	100 db/db	6 390 Ft+Áfa
3038P-0-99-87	Szűrőpapír ref.106, 1/4 24cm	MN 615, 1/4, 240mm	100 db/db	6 870 Ft+Áfa
3057P-0-99-87	Szűrőpapír ref.106, 58x58cm	MN 615, 58x58 cm	100 db/db	16 900 Ft+Áfa

3053P-0-99-87	Szűrőpapír, ref.107, 58x58 cm	MN 612, 58x58 cm	100 db/db	17 460 Ft+Áfa
---------------	-------------------------------	------------------	-----------	---------------

3063P-0-99-87	Szűrőpapír ref.116, 58x58cm	MN 618, 58x58 cm	100 db/db	45 870 Ft+Áfa
---------------	-----------------------------	------------------	-----------	---------------

3045P-0-99-87	Szűrőpapír ref.210, 1/4 15cm	MN 619 G, 1/4, 150mm	100 db/db	5 980 Ft+Áfa
3046P-0-99-87	Szűrőpapír ref.210, 1/4 18,5cm	MN 619 G, 1/4, 185mm	100 db/db	6 560 Ft+Áfa

3067P-0-99-87	Szűrőpapír ref.307, 58x58cm	MN 751, 58x58 cm	100 db/db	11 850 Ft+Áfa
---------------	-----------------------------	------------------	-----------	---------------

3016P-0-99-87	Szűrőpapír ref.600, 15cm	MN 616, 150mm	100 db/db	2 530 Ft+Áfa
3059P-0-99-87	Szűrőpapír ref.600, 58x58cm	MN 616, 58x58 cm	100 db/db	32 320 Ft+Áfa

3015P-0-99-87	Szűrőpapír, ref.607, 9 cm	MN 614, 90mm	100 db/db	1 200 Ft+Áfa
3012P-0-99-87	Szűrőpapír, ref.607, 11 cm	MN 614, 110mm	100 db/db	1 410 Ft+Áfa
3050P-0-99-87	Szűrőpapír ref.607, 1/4 15 cm	MN 715 1/4 150 mm	100 db/db	5 690 Ft+Áfa
3051P-0-99-87	Szűrőpapír ref.607, 1/4 18,5cm	MN 715 1/4 185 mm	100 db/db	6 080 Ft+Áfa
3055P-0-99-87	Szűrőpapír, ref.607, 58x58 cm	MN 614, 58x58 cm	100 db/db	18 000 Ft+Áfa

3041P-0-99-87	Szűrőpapír ref.609, 1/4 12,5cm	MN 617, 1/4, 125mm	100 db/db	6 140 Ft+Áfa
3061P-0-99-87	Szűrőpapír ref.609, 58x58cm	MN 617, 58x58 cm	100 db/db	21 520 Ft+Áfa

Üvegszálás szűrőpapírok

2988P-0-99-87	Szűrőpapír ref.875, 11 cm	MN 85/90 110 mm	100 db/db	10 800 Ft+Áfa
2989P-0-99-87	Szűrőpapír ref.875, 15 cm	MN 85/90, 150mm	100 db/db	16 800 Ft+Áfa

4803P-0-99-87	Szűrőpapír ref.8855, 4,5 cm	MN GF-1, 45mm	100 db/db	4 940 Ft+Áfa
---------------	-----------------------------	---------------	-----------	--------------