

Laboreszköz katalógus

2008. június



**REANAL
LABOR**

Tisztelt Partnerünk!

Örömmel nyújtjuk át új termékcsoporthoz felölő laboreszköz és tisztítószer katalógusunkat, mellyel mindennapi munkáját kívánjuk segíteni.

A katalógusban szereplő eszközök és tisztítószer nemzeti normáknak megfelelő minőségbiztosítási rendszerben készülnek, ezért garantáltan jó minőségűek. Üvegeszközeink többsége borosilikát (3.3) üvegből készül, amely kiváló hőállósággal és nagyfokú vegyszerállósággal rendelkezik, műanyag eszközeink összetételét az adott termék mellett tüntetjük fel, fémeszközeink minőségét pedig a Solingen márkanév fémjelzi.

Ajánlatkérését, megrendelését személyesen, telefonon, faxon, levélben vagy e-mail formájában juttathatja el hozzánk.

Elérhetőségeink:

Cím:	1147 Budapest, Telepes u. 53.
Telefon:	(1) 467 7524
Fax:	(1) 467 7535
e-mail:	reanallabor@reanallabor.hu
skype:	reanal vagy reanallabor

Szíves figyelmébe ajánljuk www.reanallabor.hu honlapunkat, ahol teljes termékválasztékunk mellett naprakész információk is az Ön rendelkezésére állnak.

A vásárlási és szállítási feltételekről érdeklődjön a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft. számára a minőség a vállalati tevékenység minden területén elsőrendű fontossággal bír. Termékeink és szolgáltatásaink állandó, megbízható minőségét több évtizedes tapasztalatunk mellett ISO 9001-es minőségirányítási rendszerünk garantálja.

Bízunk benne, hogy kiadványunkban megtalálja az Ön számára megfelelő terméket, s megtisztelt megrendelésével.

Tisztelettel,

Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft.

TARTALOMJEGYZÉK

Öntött üvegáru1

Főzőpohár, alacsony	1
Főzőpohár, magas	1
Erlenmeyer lombik, szűknyakú	1
Erlenmeyer lombik, bőnyakú	2
Állólombik, szűknyakú	2
Állólombik, bőnyakú	2
Gömb lombik, szűknyakú	2
Tölcsér, hőálló	2
Kémcső	3
Centrifugacső	3
Petri-csésze	3
Laboratóriumi üveg, csavaros	3
Folyadéküveg, csavaros, kupak nélkül	3
Kupak, folyadéküveghez	4
Porüveg	4
Kupak, porüveghez	4
SIMAX Exszikkátor	4
Exszikkátor betét	4

Térfogatmérő üvegeszközök5

Mérőlombik, A jelű	5
Mérőhenger, üveg, A jelű	5
Hasas pipetta, A, kétjelű	5
Hasas pipetta, B jelű, MSZ szerint	5
Osztott pipetta, A hitelesítésű, kifolyós	6
Osztott pipetta, A hitelesítésű, kifolyós	6
Osztott pipetta, B hitelesítésű, kétjelű	6
Dugattyús osztott pipetta, B jelű	6
Automata büretta-feltét, B jelű	7
Üvegtartály automata bürettához	7

Műanyag eszközök8

Fali edényszárító, 72 tűskével	8
Kémcsőállvány, polipropilén, autoklávozható	8
Folyadékbarton, szűknyakú, kerek forma	8
Folyadékbarton, bőnyakú, kerek forma	9
Folyadékbarton, alsó csappal, kerek forma	9
HDPE folyadéktároló kannák, szögletes forma	9
Kupakok a HDPE kannákhoz	9
Mérőhenger, polipropilén, kék festett osztással	9
Mérőhenger, polipropilén, domborított beosztással	10
Mérőhenger, polimetilpentén, kék festett osztással, A hitelesítésű	10
Folyadékflakon, polipropilén, bőnyakú, kerek forma	10
Folyadékflakon, polipropilén, NS kúpos dugóval, kerek forma	10
Folyadékflakon, polietilén, bőnyakú, csavaros kupakkal, plombázható	11
Folyadékflakon, polietilén, piros csavaros kupakkal	11
Folyadékflakon, áttetsző, polietilén, önzáró kupakkal	11
Porflakon, polietilén, négyszögletes, csavaros, bőnyakú	11
Porflakon, polietilén, csavaros, négyszögletes, bőnyakú	11

Porflakon, polietilén, önzáró kupakkal, bőnyakú, fehér	12
Porflakon, polietilén, önzáró kupakkal, bőnyakú, fekete	12
Spricccflakon, polietilén, felirat nélkül	12
Spricccflakon, polietilén, piros csavaros kupakkal, felirat nélkül	12
Tölcsér, polipropilén, 60°-os hajlásszögű	13
Centrifugacső, polipropilén, autoklávozható	13
Centrifugacső, polipropilén, beosztással	13
Mikrocsovek	13
Pasteur pipetta, polietilén, osztással	13
Öltőkacs, polietilén	14
Pipettahegy, polipropilén	14
Parafilm® M	14
Parafilm® M adagoló, akril	14

Fémeszközök 15

Vegyszerkanál (Poly spoon), oldalra hajlított	15
Spatula-kanál kerek nyéllel, rozsdamentes	15
Vegyszerkanál kerek nyéllel, rozsdamentes	15
Poradagoló spatula kerek nyéllel, rozsdamentes	15
Csipesz, mikroszkóp, egyenes, rozsdamentes	15

Porceláneszközök 16

Bepárlótál, belül mázas, lapos	16
Bepárlótál, belül mázas, mély	16
Dörzsmozsár (dörzstál), a belső rész 2/3-a mázatlan	16
Dörzstörő (pisztullus), mázas	16
Dörzstörő (pisztullus), mázatlan	16
Exszikkátor betét	17

Gumicsövek 17


Gumicső, általános használatra, piros kaucsuk	17
Gumicső, vákuum, piros kaucsuk	17

Öntött üvegáru

Főzőpohár, alacsony

kiöntővel, fehérén festett, osztott


Cikkszám	Térfogat, ml	Átmérő, mm	Magasság, mm	Min. rend. db
50000-0-99-80	25	34	50	5
50001-0-99-80	50	42	60	5
50002-0-99-80	100	50	70	5
50003-0-99-80	150	60	80	5
50004-0-99-80	250	70	95	5
50005-0-99-80	400	80	110	5
50006-0-99-80	600	90	125	5
50007-0-99-80	800	100	135	5
50008-0-99-80	1000	105	145	5
50009-0-99-80	2000	130	185	2
50010-0-99-80	3000	150	210	1
50011-0-99-80	5000	170	270	1



Főzőpohár, magas

kiöntővel, fehérén festett, osztott


Cikkszám	Térfogat, ml	Átmérő, mm	Magasság, mm	Min. rend. db
50012-0-99-80	25	30	55	5
50013-0-99-80	50	38	70	5
50014-0-99-80	100	48	80	5
50015-0-99-80	150	54	95	5
50016-0-99-80	250	60	120	5
50017-0-99-80	400	70	130	5
50018-0-99-80	600	80	150	5
50019-0-99-80	800	90	175	5
50020-0-99-80	1000	95	180	5
50021-0-99-80	2000	120	240	1
50022-0-99-80	3000	135	280	1



Erlenmeyer lombik, szűknyakú


beosztással, fehér festéssel SIMAX ISO 1773

Cikkszám	Térfogat, ml	Átmérő, mm	Magasság, mm	Min. rend. db
50029-0-99-80	100	22	30	5
50030-0-99-80	200	26	35	5
50031-0-99-80	250	34	50	5
50032-0-99-80	300	60	80	5
50033-0-99-80	500	70	95	5
50034-0-99-80	1000	90	125	5



Erlenmeyer lombik, bőnyakú


beosztással, fehér festéssel, SIMAX ISO 1773



Cikkszám	Térfogat, ml	d ₁ , mm	d ₂ , mm	h, mm	Min. rend. db
50023-0-99-80	100	64	34	105	5
50024-0-99-80	200	79	50	131	5
50025-0-99-80	250	85	50	135	5
50026-0-99-80	300	87	50	156	5
50027-0-99-80	500	105	50	170	5
50028-0-99-80	1000	131	50	215	5

Állólombik, szűknyakú


SIMAX ISO 1773



Cikkszám	Térfogat, ml	d ₁ , mm	d ₂ , mm	h, mm	Min. rend. db
50035-0-99-80	50	51	22	100	5
50036-0-99-80	100	64	22	110	5
50037-0-99-80	250	85	34	140	5
50038-0-99-80	500	105	34	170	5
50039-0-99-80	4000	105	34	170	1

Állólombik, bőnyakú


SIMAX



Cikkszám	Térfogat, ml	d ₁ , mm	d ₂ , mm	h, mm	Min. rend. db
50040-0-99-80	50	51	34	100	5
50041-0-99-80	100	64	34	110	5
50042-0-99-80	2000	166	76	250	1

Gömb lombik, szűknyakú


SIMAX ISO 1773



Cikkszám	Térfogat, ml	d ₁ , mm	d ₂ , mm	h, mm	Min. rend. db
50043-0-99-80	50	51	22	105	5
50044-0-99-80	100	64	22	115	5
50045-0-99-80	250	85	34	145	5
50046-0-99-80	500	105	34	175	1
50047-0-99-80	1000	131	42	210	1
50048-0-99-80	2000	166	50	260	1

Tölcsér, hóálló

boroszilikát üvegből



Cikkszám	d ₁ , mm	Min. rend. db
50119-0-99-80	40	5
50120-0-99-80	80	5
50121-0-99-80	95	3
50122-0-99-80	105	3


Kémcső

Cikkszám	Leírás	Típus	Átmérő x Magasság, mm	Falvastagság, mm	Min. rend. db
50174-0-99-80	perem nélküli	Wassermann	10/11x100	0,8-1	100



Centrifugacső


Cikkszám	Típus	Térfogat, ml	Beosztás, ml	Hosszúság, d, mm	Min. rend. db
50171-0-99-80	Duran, kónikus, beosztással	15	10/0,1 és 15	112/17	10
50172-0-99-80	kónikus, beosztással	15	15/0,1	112/17	10



Petri-csésze

felületkezelt, könnyű, jó kopásálló, edzett


Cikkszám	Felső/alsó rész átmérő (d), mm	h, mm	Falvastagság, m	Min. rend. db
50138-0-99-80	40/35	12	1,2	12
50139-0-99-80	50/44	12	1,2	12
50141-0-99-80	60/54	12	1,2	12
50142-0-99-80	70/54	15	1,2	12
50143-0-99-80	80/74	15	1,35	12
50144-0-99-80	90/84	15	1,35	12
50145-0-99-80	100/94	10	1,35	12
50146-0-99-80	100/94	15	1,5	12
50147-0-99-80	100/94	20	1,5	12
50148-0-99-80	120/114	20	1,5	12
50149-0-99-80	150/142	25	1,5	12



Laboratóriumi üveg, csavaros

kék polipropilén kupakkal és kiöntőgyűrűvel, GL 45-ös nyakkal, SIMAX ISO4796 DIN 168

Cikkszám	Térfogat, ml	d, mm	h, mm	Min. rend. db
50049-0-99-80	100	56	105	5
50050-0-99-80	250	70	143	5
50051-0-99-80	500	86	182	5
50052-0-99-80	1000	101	203	5




Folyadéküveg, csavaros, kupak nélkül

A kupakot külön kell megrendelnie!

Cikkszám	Nominális térfogat, ml	Szín	d, mm	h, mm	Kupak cikkszám	Min. rend. db
60827-6-00-80	10	barna	24	60	60368-6-00-80	12
60497-6-00-80	500	barna	80	175	60379-6-00-80	6
61225-6-00-88	1000	barna	95	240	61226-6-00-80	4
61224-6-00-88	2500	barna	138	320	61226-6-00-80	4





Kupak, folyadéküveghez

Cikkszám	szín	d, mm	h, mm	Min. rend. db
60368-6-00-80	fehér	21	15	12
60379-6-00-80	kék	47	23	6
61226-6-00-80	kék	50	28	4

Porüveg

A kupakot külön kell megrendelni!




Cikkszám	Nominális térfogat, m ^l	Szín	d, mm	h, mm	Kupak cikkszám	Min. rend. db
61180-6-00-80	250	barna	60x60	145	61181-6-00-80	6
61182-6-00-80	500	barna	70x70	170	61183-6-00-80	6
61184-6-00-80	1000	barna	90x90	210	61183-6-00-80	6
61185-6-00-88	2500	barna	Henger, 135	280	61186-6-00-80	4



Kupak, porüveghez

Cikkszám	Szín	Szélesség	h, mm	Min. rend. db
61181-6-00-80	fekete	50	20	6
61183-6-00-80	fekete	60	20	6
61186-6-00-80	fekete	85	26	4




SIMAX Exsikkátor

Vákuum, illetve normál kivitelben, porcelán betét nélkül.

	Cikkszám	d ₁ , mm	d ₂ , mm	Min. rend. db
	Gombos fedéllel	Vákuumcsapos fedéllel		
50123-0-99-80	50124-0-99-80	151	90	1
50125-0-99-80	50126-0-99-80	210	140	1
50127-0-99-80	50128-0-99-80	269	190	1
50129-0-99-80	50130-0-99-80	329	240	1
50131-0-99-80	50132-0-99-80	392	290	1

Exsikkátor betét

Porcelán




Cikkszám	Átmérő (mm)	Exsikkátor méret, mm	Min. rend. db
50133-0-99-80	90	100	1
50134-0-99-80	140	150	1
50135-0-99-80	190	200	1
50136-0-99-80	240	250	1
50137-0-99-80	290	300	1

Térfogatmérő üvegeszközök

Mérőlombik, A jelű

(certificate of conformity, kalibrációs jegyzőkönyv), LDPE műanyagdugóval


Cikkszám	Térfogat, ml	Csiszolat	Tolerancia, ml	Min. rend. db
50053-0-99-80	100	14/23	0,100	3
50054-0-99-80	250	14/23	0,150	3
50055-0-99-80	500	19/26	0,250	3
50056-0-99-80	1000	24/29	0,400	3



Mérőhenger, üveg, A jelű

(certificate of conformity, kalibrációs jegyzőkönyv), kék jelöléssel, kiöntővel

Cikkszám	Térfogat, ml	Beosztás, ml	Tolerancia, ml	Magasság, mm	Min. rend. db
50057-0-99-80	25	0,5	0,25	170	3
50058-0-99-80	50	1	0,5	200	3
50059-0-99-80	100	1	0,5	250	3
50060-0-99-80	250	2	1,0	335	3
50061-0-99-80	500	5	2,5	370	3
50062-0-99-80	1000	10	5	450	3



Hasas pipetta, A, kétjelű


barna festésű, német, Witeg

Cikkszám	Térfogat, ml	Tolerancia, ± ml	Min. rend. db
50063-0-99-80	5	0,015	3
50064-0-99-80	10	0,02	3
50065-0-99-80	25	0,03	3
50066-0-99-80	50	0,05	3

Hasas pipetta, B jelű, MSZ szerint

Magyar gyártmányú mérőeszközök. Gyártás: hiteles etalonok alapján, OMH által statisztikai mintavételezéssel tételmanősített termékek.

Cikkszám		Térfogat	Min. rend.
Egyjelű	Kétjelű	ml	db
50074-0-99-80	50075-0-99-80	1	3
50076-0-99-80	50077-0-99-80	2	3
50078-0-99-80	50079-0-99-80	5	3
50080-0-99-80	50081-0-99-80	10	3
	50082-0-99-80	15	3
50083-0-99-80	50084-0-99-80	20	3
50085-0-99-80	50086-0-99-80	25	3
50087-0-99-80		50	3





Osztott pipetta, A hitelesítésű, kifolyós

Schellbach csíkkal, kék festésű, Witeg

Cikkszám	Térfogat, ml	Beosztás, ml	Tolerancia, $\pm$ ml	Min. rend. db
50097-0-99-80	1	0,01	0,006	3
50098-0-99-80	2	0,02	0,01	3
50099-0-99-80	5	0,05	0,03	3
50100-0-99-80	10	0,1	0,05	3

Osztott pipetta, A hitelesítésű, kifolyós

kék festésű, Witeg

Cikkszám	Térfogat, ml	Beosztás, ml	Tolerancia, $\pm$ ml	Min. rend. db
50088-0-99-80	1	0,01	0,006	3
50089-0-99-80	1	0,1	0,006	3
50090-0-99-80	2	0,01	0,01	3
50091-0-99-80	2	0,1	0,01	3
50092-0-99-80	5	0,1	0,03	3
50093-0-99-80	10	0,1	0,05	3
50094-0-99-80	20	0,1	0,1	3
50095-0-99-80	25	0,1	0,1	3
50096-0-99-80	25	0,2	0,1	3

Osztott pipetta, B hitelesítésű, kétjelű

barna festéssel

Cikkszám	Térfogat, ml	Beosztás, ml	Min. rend. db
50101-0-99-80	1	0,01	3
50102-0-99-80	1	0,1	3
50103-0-99-80	2	0,01	3
50105-0-99-80	2	0,02	3
50104-0-99-80	2	0,1	3
50106-0-99-80	5	0,05	3
50108-0-99-80	10	0,1	3
50109-0-99-80	20	0,1	3
50110-0-99-80	25	0,1	3



Dugattyús osztott pipetta, B jelű

(méregpipetta) kifutós, barna festésű

Cikkszám	Térfogat, ml	Beosztás, ml	Min. rend. db
50067-0-99-80	1	0,01	1
50068-0-99-80	2	0,02	1
50069-0-99-80	5	0,05	1
50070-0-99-80	10	0,1	1
50071-0-99-80	20	0,1	1
50072-0-99-80	25	0,1	1
50073-0-99-80	50	0,2	1


Automata buretta-feltét, B jelű

Schellbach csíkkal. A tartályt különállóan kell megrendelni!


Teflonszelepes	Cikkszám Üvegcsapos	Térfogat, ml	Min. rend. db
50111-0-99-80	150114-0-99-80	10	1
50112-0-99-80	150115-0-99-80	25	1
50113-0-99-80	150116-0-99-80	50	1

Üvegtartály automata bürettához

Cikkszám	Szín	Térfogat,ml	Min. rend. db
50117-0-99-80	fehér	2000	1
50118-0-99-80	barna	2000	1



Műanyag eszközök



Fali edényszárító, 72 tűskével

alul folyadékgyűjtővel, elfolyóval, szürke

Cikkszám	Szárítótűske, db	Méret, mm	Min. rend. db
50177-0-99-80	fehér	450 x 630 x 110	1

Kémcsőállvány, polipropilén, autoklávozható

Cikkszám	Lyukméret, mm	Férőhely	Szín	Méret, mm hossz./ szél./mag.	Min. rend. db
50285-0-99-80	mikrocsőhöz (Eppendorf)	100 (4x25)	fehér	263x109,5x45	1
50286-0-99-80	13	90 (6x15)	fehér	246x105x64	1
50287-0-99-80	13	90 (6x15)	kék	246x105x64	1
50288-0-99-80	13	90 (6x15)	sárga	246x105x64	1
50289-0-99-80	13	90 (6x15)	piros	246x105x64	1
50290-0-99-80	16	60 (5x12)	fehér	246x105x72	1
50291-0-99-80	16	60 (5x12)	kék	246x105x72	1
50292-0-99-80	16	60 (5x12)	sárga	246x105x72	1
50293-0-99-80	16	60 (5x12)	piros	246x105x72	1
50294-0-99-80	20	40 (4x10)	fehér	246x105x72	1
50295-0-99-80	20	40 (4x10)	kék	246x105x72	1
50296-0-99-80	20	40 (4x10)	sárga	246x105x72	1
50297-0-99-80	20	40 (4x10)	piros	246x105x72	1
50298-0-99-80	25	40 (4x10)	fehér	295x125x85	1
50299-0-99-80	25	40 (4x10)	kék	295x125x85	1
50300-0-99-80	25	40 (4x10)	sárga	295x125x85	1
50301-0-99-80	25	40 (4x10)	piros	295x125x85	1
50302-0-99-80	30	24 (3x8)	fehér	300x112x85	1
50303-0-99-80	30	24 (3x8)	kék	300x112x85	1
50304-0-99-80	30	24 (3x8)	sárga	300x112x85	1
50305-0-99-80	30	24 (3x8)	piros	300x112x85	1



Folyadékballon, szűknyakú, kerek forma

Csavaros kupakkal, fogantyúval, polietilénből. A 25 és 50 l-esek két fogantyúval.

Cikkszám	Térfogat	Nyakméret	Magasság, mm	Átmérő, mm	Min. rend. db
50178-0-99-80	5	46	335	163	1
50179-0-99-80	10	55	414	210	1
50180-0-99-80	25	55	525	279	1
50181-0-99-80	50	55	603	366	1



Folyadékballon, bőnyakú, kerek forma

Csavaros kupakkal, fogantyúval, polietilénből.

Cikkszám	Térfogat	Nyakméret	Magasság, mm	Átmérő, mm	Min. rend. db
50182-0-99-80	5	90	315	163	1
50183-0-99-80	10	120	390	210	1

Folyadékballon, alsó csappal, kerek forma

Csavaros kupakkal, fogantyúval, polietilénből. A 25 és 50 l-esek két fogantyúval.

Cikkszám	Térfogat	Nyakméret	Magasság, mm	Átmérő, mm	Min. rend. db
50184-0-99-80	5	46	335	163	1
50185-0-99-80	10	55	414	210	1
50186-0-99-80	25	55	525	279	1
50187-0-99-80	50	55	603	366	1


**HDPE folyadéktároló kannák, szögletes forma**

A kupakot külön kell megrendelnie!

Cikkszám	Térfogat	Nyakméret, mm	Magasság, mm	Méret, mm	Kupak cikkszám	Min. rend. db
60917-6-00-80	6 liter	40	310	190x143	60375-6-00-80	4
60918-6-00-80	10 liter	40	315	225x190	60720-6-00-80	4

**Kupakok a HDPE kannákhoz**

Cikkszám	Szín	Nyakméret, mm	Magasság, mm	Kanna cikkszám	Min. rend. db
60375-6-00-80	kék	50	15	60917-6-00-80	4
60720-6-00-80	fehér	50	15	60918-6-00-80	4

**Mérőhenger, polipropilén, kék festett osztással**

DIN 12681/ISO6706 szabvány szerint

Cikkszám	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)	Min. rend. db
50188-0-99-80	10	0,20,	140	16	3
50191-0-99-80	25	0,50	169	21	3
50194-0-99-80	50	1	199	28	3
50197-0-99-80	100	1	260	34	2
50200-0-99-80	250	2	315	47	3
50203-0-99-80	500	5	350	61	3
50206-0-99-80	1000	10	415	76	1





Mérőhenger, polipropilén, domborított beosztással

DIN 12681/ISO6706 szabvány szerint

Cikkszám	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)	Min. rend. db
50189-0-99-80	10	0,20,	140	16	3
50192-0-99-80	25	0,50	169	21	3
50195-0-99-80	50	1	199	28	3
50198-0-99-80	100	1	260	34	3
50201-0-99-80	250	2	315	47	3
50204-0-99-80	500	5	350	61	1



Mérőhenger, polimetilpentén, kék festett osztással, A hitelesítésű

üvegtiszta, DIN 12681/ISO6706 szabvány szerint

Cikkszám	Térfogat (ml)	Beosztás (ml)	Magasság (mm)	Átmérő (mm)	Min. rend. db
50190-0-99-80	10	0,20,	140	16	3
50193-0-99-80	25	0,50	169	21	3
50196-0-99-80	50	1	199	28	3
50199-0-99-80	100	1	260	34	3
50202-0-99-80	250	2	315	47	1
50205-0-99-80	500	5	350	61	1



Folyadékflakon, polipropilén, bőnyakú, kerek forma

csavaros kupakkal (DIN 168), kerek forma, kúpos felsőrész

Cikkszám	Térfogat (ml)	Nyakméret	Magasság (mm)	Átmérő (mm)	Min. rend. db
50207-0-99-80	100	GL 32	96	55	3
50208-0-99-80	250	GL 45	132	73	3
50209-0-99-80	500	GL 45	172	87	3
50210-0-99-80	1000	GL 63	204	108	1
50211-0-99-80	2000	GL 63	243	131	1



Folyadékflakon, polipropilén, NS kúpos dugóval, kerek forma

DIN 12036/12039 szerinti bőnyakú, kúpos felsőrész

Cikkszám	Térfogat (ml)	Nyakméret	Magasság (mm)	Átmérő (mm)	Min. rend. db
50212-0-99-80	100	29/32	111	55	3
50213-0-99-80	250	34/35	144	73	3
50214-0-99-80	500	45/40	183	87	3
50215-0-99-80	1000	60/46	214	108	1
50216-0-99-80	2000	60/46	263	131	1

Folyadékflakon, polietilén, bőnyakú, csavaros kupakkal, plombázható

kerek forma

Cikkszám	Térfogat (ml)	Nyakméret	Magasság (mm)	Átmérő (mm)	Min. rend. db
50217-0-99-80	50	24	77	40	10
50218-0-99-80	100	24	89	48	10
50219-0-99-80	250	34,5	126	61	10
50220-0-99-80	500	34,5	158	75	10
50221-0-99-80	1000	45	200	93	10
50222-0-99-80	2000	45	247	115	5

**Folyadékflakon, polietilén, piros csavaros kupakkal**

magyar gyártmány

Cikkszám	Térfogat (ml)	Nyakméret	Magasság (mm)	Átmérő (mm)	Min. rend. db
50223-0-99-80	50	13	109	35	10
50224-0-99-80	100	13	122	44	10
50225-0-99-80	250	20	152	60	10
50226-0-99-80	500	20	188	75	10
50227-0-99-80	1000	20	222	96	10

Folyadékflakon, áttetsző, polietilén, önzáró kupakkal

Cikkszám	Nominális térfogat (ml)	Nyakméret	Magasság (mm)	Átmérő (mm)	Min. rend. db
60284-6-00-80	500	13	109	35	6
60264-6-00-80	1000	13	122	44	6

**Porflakon, polietilén, négyszögletes, csavaros, bőnyakú**

polipropilén csavaros kupakkal, LD polietilénből

Cikkszám	Térfogat, ml	Nyakméret	Magasság, mm	Méret, mm	Min. rend. db
50228-0-99-80	100	GL 32	82	41x41	5
50229-0-99-80	250	GL 45	110	55x55	5
50230-0-99-80	500	GL 45	133	70x70	5
50231-0-99-80	1000	GL 63	166	87x87	3

**Porflakon, polietilén, csavaros, négyszögletes, bőnyakú**

belső dugóval (magyar gyártmány)

Cikkszám	Térfogat, ml	Nyakméret, mm	Magasság, mm	Méret, mm	Min. rend. db
50232-0-99-80	25	25	50	38x35	10
50233-0-99-80	50	25	76	38x35	10
50234-0-99-80	100	35	96	49x45	10
50235-0-99-80	250	35	116	61x61	10
50236-0-99-80	500	51	145	81x70	10
50237-0-99-80	1000	51	176	103x80	10

Porflakon, polietilén, önzáró kupakkal, bőnyakú, fehér

Cikkszám	Nominális méret	Térfogat, ml	Nyakméret, mm	Magasság, mm	Méret, mm	Min. rend. db
60280-6-00-80	50g	70	30	68	38x35	12
60278-6-00-80	100g	115	30	100	38x35	12
60282-6-00-80	250g	300	42	125	49x45	12
60274-6-00-80	500g	650	51	164	61x61	6
60272-6-00-80	750g	970	51	194	61x61	6
60251-6-00-80	1000g	1110	56	213	81x70	6
60270-6-00-80	1500g	1800	76	207	103x80	6
60703-6-00-80	2500g	3050	76	256	103x80	6

Porflakon, polietilén, önzáró kupakkal, bőnyakú, fekete

Cikkszám	Nominális méret	Térfogat, ml	Nyakméret, mm	Magasság, mm	Méret, mm	Min. rend. db
60281-6-00-80	50g	70	30	68	38x35	12
60277-6-00-80	100g	115	30	100	38x35	12
60283-6-00-80	250g	300	42	125	49x45	12
60275-6-00-80	500g	650	51	164	61x61	6
60273-6-00-80	750g	970	51	194	61x61	6
60252-6-00-80	1000g	1110	56	213	81x70	6
60271-6-00-80	1500g	1800	76	207	103x80	6
60268-6-00-80	2500g	3050	76	256	103x80	6

Spriccflakon, polietilén, felirat nélkül

LD-polietilén, DIN 168 szerinti szűknyakú



Kód	Térfogat, ml	DIN nyakméret	Magasság, mm	Átmérő, mm	Min. rend. db
50238-0-99-80	50	GL 18	73	37	3
50239-0-99-80	100	GL 18	95	43	3
50240-0-99-80	250	GL 25	135	58	3
50241-0-99-80	500	GL 25	180	74	2
50242-0-99-80	1000	GL 32	215	92	2

Spriccflakon, polietilén, piros csavaros kupakkal, felirat nélkül

LD-polietilén, magyar gyártmány

Kód	Térfogat, ml	Nyakméret, mm	Magasság, mm	Átmérő, mm	Min. rend. db
50243-0-99-80	50	13	109	35	5
50244-0-99-80	100	13	122	44	5
50245-0-99-80	250	20	152	60	5
50246-0-99-80	500	20	188	75	5
50247-0-99-80	1000	20	222	96	5

Tölcsér, polipropilén, 60°-os hajlásszögű

standard méretű szűrőpapírokhoz méretezve

Cikkszám	Átmérő, mm	Szárátmérő, mm	Min. rend. db
50248-0-99-80	25	4	10
50249-0-99-80	35	5	10
50250-0-99-80	80	11	10
50251-0-99-80	100	11	5
50252-0-99-80	120	11	5
50253-0-99-80	150	14	3
50254-0-99-80	180	14	3

**Centrifugacső, polipropilén, autoklávozható**

Cikkszám	Térfogat, ml	Típus	Átmérő, mm	Magasság, mm	Min. rend. db
50255-0-99-80	7	gömbölyű	12	100	100
50256-0-99-80	16	gömbölyű	17	101	100
50257-0-99-80	31	gömbölyű	24	93	10
50258-0-99-80	48	gömbölyű	30	104	10
50259-0-99-80	70	gömbölyű	35	99,5	10
50260-0-99-80	110	gömbölyű	40	119	10

**Centrifugacső, polipropilén, beosztással**

Cikkszám	Térfogat/osztás, ml	Típus	Átmérő, mm	Magasság, mm	Min. rend. db
50261-0-99-80	10/0,1	kónikus	16	107	10
50262-0-99-80	15/0,2	kónikus	18	118	10

**Mikrocsovek**

Cikkszám	Leírás	Színválaszték	Térfogat, ml	Csom. egys. db
50263-0-99-88	Eppendorf cső tető nélkül, polipropilén	natúr	1,5	1000
50265-0-99-88	Eppendorf cső tetővel, polipropilén	natúr	0,5	1000
50264-0-99-88	Eppendorf cső tetővel, polipropilén	natúr, kék, sárga, rózsaszín, zöld	1,5	1000
50266-0-99-88	Beckman cső tetővel, polietilén	natúr	0,5	1000

**Pasteur pipetta, polietilén, osztással**

Cikkszám	Térfogat, ml	Hossz, mm	Leírás	Csom. egys. Min. rend. db
50267-0-99-80	mikro	153,40		500
50268-0-99-80	1,0	153		500
50269-0-99-80	3,0	152,19		500
50270-0-99-80	mikro	153	steril	100
50271-0-99-80	1,0	153	steril	100
50272-0-99-80	3,0	153	steril	100



**Oltókacs, polietilén**

Cikkszám	Hurok térfogat, µl	Szín	Min. rend. db
50273-0-99-80	1	natúr	10
50274-0-99-80	10	kék	10

**Pipettahegy, polipropilén**

Cikkszám	Térfogat, µl	Típus	Szín	Leírás	Csom. egys. db
50275-0-99-88	0,5-10	Gilson	natúr	ömlesztett	1000
50276-0-99-88	0,5-10	Crystal	natúr	ömlesztett	1000
50277-0-99-88	2-200	Gilson	sárga	ömlesztett	1000
50278-0-99-88	200-1000	univerzális	kék	ömlesztett	1000
50279-0-99-88	2-200	univerzális	sárga	ömlesztett	1000

**Parafilm® M**

Cikkszám	Szélesség, mm	Hosszúság, m	Min. rend. db
50283-0-99-80	50	75	1
50281-0-99-80	100	38	1
50282-0-99-80	100	75	1

Parafilm® M adagoló, akril

Cikkszám	Méret, mm	Min. rend. db
50280-0-99-80	152x121x152	1

Fémeszközök

Vegyszerkanál (Poly spoon), oldalra hajlított

kerek nyél, rozsdamentes (Solingen CrNi18/8), jól kézbeillő, mérlegnél ideális

Cikkszám	Hossz,mm	Kanál szélesség, mm	Kanál hossz, mm
50306-0-99-80	150	17	35
50307-0-99-80	180	17	35
50308-0-99-80	210	17	35
50309-0-99-80	250	17	35
50310-0-99-80	300	17	35
50311-0-99-80	210	30	60
50312-0-99-80	250	30	60
50313-0-99-80	300	30	60



Spatula-kanál kerek nyéllel, rozsdamentes

Cikkszám	Hossz,mm	Kanál méret, mm	Spatula méret, mm
50334-0-99-80	150	22x30	15x50
50335-0-99-80	180	29x40	20x55



Vegyszerkanál kerek nyéllel, rozsdamentes

Cikkszám	Hossz,mm	Kanál méret, mm
50336-0-99-80	120	22x30
50337-0-99-80	150	22x30




Poradagoló spatula kerek nyéllel, rozsdamentes

Cikkszám	Hossz,mm	Spatula hossz, mm	Spatula szélesség, mm
50332-0-99-80	150	50	10
50333-0-99-80	185	50	10



Csipesz, mikroszkóp, egyenes, rozsdamentes

Cikkszám	Kivitel	Hossz,mm
50314-0-99-80	egyenes	105
50315-0-99-80	hajlított	105
50316-0-99-80	egyenes	115
50317-0-99-80	hajlított	115
50318-0-99-80	egyenes	130
50319-0-99-80	hajlított	130
50320-0-99-80	egyenes	145
50321-0-99-80	hajlított	145



Porceláneszközök

Bepárlótál, belül mázas, lapos



Cikkszám	Névleges térfogat, ml	Külső átmérő, mm	Min. rend. db
50150-0-99-80	24	60	1
50152-0-99-80	60	80	1
50155-0-99-80	150	110	1
50157-0-99-80	350	140	1

Bepárlótál, belül mázas, mély



Cikkszám	Névleges térfogat, ml	Külső átmérő, mm	Min. rend. db
50151-0-99-80	30	60	1
50153-0-99-80	75	80	1
50154-0-99-80	120	100	1
50156-0-99-80	200	125	1
50158-0-99-80	400	150	1

Dörzsmozsár (dörzstál), a belső rész 2/3-a mázatlan



Cikkszám	Külső átmérő, mm	Min. rend. db
50159-0-99-80	60	1
50160-0-99-80	100	1
50161-0-99-80	125	1
50162-0-99-80	180	1

Dörzstörő (pisztullus), mázas



Cikkszám	Hossz, mm	Min. rend. db
50163-0-99-80	85	1
50164-0-99-80	100	1
50165-0-99-80	130	1
50166-0-99-80	160	1

Dörzstörő (pisztullus), mázatlan




Cikkszám	Hossz, mm	Min. rend. db
50167-0-99-80	85	1
50168-0-99-80	100	1
50169-0-99-80	130	1
50170-0-99-80	160	1

Exszikkátor betét

Porcelán


Cikkszám	Átmérő (mm)	Exszikkátor méret, mm	Min. rend. db
50133-0-99-80	90	100	1
50134-0-99-80	140	150	1
50135-0-99-80	190	200	1
50136-0-99-80	240	250	1
50137-0-99-80	290	300	1



Gumicsövek

Gumicső, általános használatra, piros kaucsuk

Cikkszám	Belső átmérő, mm	Falvastagság, mm	Csomagolás, méter
50322-0-99-80	6	1,5	5/10/25
50323-0-99-80	6	2	5/10/25
50324-0-99-80	7	1,5	5/10/25
50325-0-99-80	7	2	5/10/25
50326-0-99-80	8	2	5/10/25
50327-0-99-80	9	2	5/10/25



Gumicső, vákuum, piros kaucsuk

Cikkszám	Belső átmérő, mm	Falvastagság, mm	Csomagolás, méter
50328-0-99-80	4	4	5/10/25
50329-0-99-80	5	5	5/10/25
50330-0-99-80	8	6	5/10/25
50331-0-99-80	8	8	5/10/25