

# SERIE LABORATOIRE

## ANALYSE QUALITATIVE,

### RENFORCE

#### REFERENCE 106 - FILTRATION MOYENNE : 7 à 10 $\mu$

*Equivalence Whatman 93.*

Grammage : 65g/m<sup>2</sup>. Epaisseur : 170 $\mu$ m.

Velin pour analyses qualitatives. Utilisé pour une filtration générale de laboratoire dans les universités, les écoles, les centres hospitaliers, les laboratoires de recherche, alimentaires et pharmaceutiques et pour les sucreries. Filtration courante.

Filtres fournis à plat dans des boîtes de 100 filtres ou plissés à partir de 100mm de diamètre.

Pour des commandes spécifiques, ces filtres peuvent être fournis dans d'autres diamètres ou en feuilles, nous consulter.

Diamètre En mm	55	70	90	100	130	150	200	250
Référence à plat	A005106	A007106	A009106	A010106	A013106	A015106	A020106	A025106
Référence plissé	-	-	-	J010106	J013106	J015106	J020106	J025106

#### REFERENCE 106 - AVERAGE FILTRATION : 7 to 10 $\mu$

*Equivalence Whatman 93.*

Vellum paper for qualitative analysis. Used for a general laboratory filtration in universities, schools, hospital, research laboratories, food and pharmaceutical and for sweets. Common filtration.

Filters supplied as flat in 100 filters boxes or folded from 100mm diameter.

For specific orders, these filters can be supplied in the other diameters or in sheets, please, consult us.

#### REFERENCIA 106 - FILTRACIÓN MEDIA : 7 a 10 $\mu$

*Equivalencia Whatman 93.*

Papel pergamino para análisis cualitativos. Utilizado para una filtración general de laboratorio en las universidades, las escuelas, los centros hospitalarios, los laboratorios de investigación, alimentarios y farmacéuticos y para las azucareras. Filtración común.

Filtros suministrados planos en cajas de 100 filtros o plegados a partir de 100mm de diámetro.

Para encargos específicos, estos filtros pueden ser suministrados en otros diámetros o en hojas, consultennos.