

# SERIE LABORATOIRE

## ANALYSE QUALITATIVE,

### RENFORCE

#### REFERENCE 107 - FILTRATION MOYENNE : 4 à 7 $\mu$

*Equivalence Whatman 93.*

Grammage : 74g/m<sup>2</sup>. Epaisseur : 190 $\mu$ m.

Velin pour analyses qualitatives. Utilisé pour une filtration générale de laboratoire dans les universités, les écoles, les centres hospitaliers, les laboratoires de recherche, alimentaires et pharmaceutiques... Filtration courante.

Filtres fournis à plat dans des boîtes de 100 filtres ou plissés à partir de 300mm de diamètre.

Pour des commandes spécifiques, ces filtres peuvent être fournis dans d'autres diamètres ou en feuilles, nous consulter.

Diamètre En mm	55	70	90	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Référence à plat	A005107	A007107	A009107	A010107	A015107	A020107	A025107	A030107	A035107	A040107	A045107	A050107
Référence plissé	-	-	-	-	-	-	-	J030107	J035107	J040107	J045107	J050107

#### REFERENCE 107 - AVERAGE FILTRATION : 4 to 7 $\mu$

*Equivalence Whatman 93.*

Vellum paper for qualitative analysis. Used for a general laboratory filtration in universities, schools, hospitals, research laboratories, food and pharmaceutical... Common Filtration.

Filters supplied as flat in 100 filters boxes or folded from 300mm diameter.

For specific orders, these filters can be supplied in the other diameters or in sheets, please, consult us.

#### REFERENCIA 107 - FILTRACIÓN MEDIA : 4 a 7 $\mu$

*Equivalencia Whatman 93.*

Papel pergamino para análisis cualitativos. Utilizado para una filtración general de laboratorio en las universidades, las escuelas, los centros hospitalarios, los laboratorios de investigación, alimentarios y farmacéuticos... Filtración comun.

Filtros suministrados planos en cajas de 100 filtros o plegados a partir de 300mm de diámetro.

Para encargos específicos, estos filtros pueden ser suministrados en otros diámetros o en hojas, consultennos.