

# SERIE LABORATOIRE

## ANALYSE QUALITATIVE,

### RENFORCE

#### REFERENCE 307 - CREPE - FILTRATION RAPIDE : 8 à 10 µ

*Equivalence Whatman N° 91.*

Grammage : 75g/m<sup>2</sup>. Epaisseur : 240µm.

Filtre à surface crêpée. Fréquemment utilisé pour déterminer la teneur de sucrose dans le sucre de canne et dans les laboratoires pharmaceutiques pour des filtrations courantes.

Egalement utilisé pour les filtrations industrielles. Papier résistant.

Filtres fournis à plat dans des boîtes de 100 filtres ou plissés à partir de 150mm de diamètre.

Pour des commandes spécifiques, ces filtres peuvent être fournis dans d'autres diamètres ou en feuilles, nous consulter.

Diamètre En mm	55	70	90	100	130	150	200
Référence à plat	A005307	A007307	A009307	A010307	A013307	A015307	A020307
Référence plissé	-	-	-	-	-	J015307	J020307

Diamètre En mm	250	300	350	400	450	500	600
Référence à plat	A025307	A030307	A035307	A040307	A045307	A050307	A060307
Référence plissé	J025307	J030307	J035307	J040307	J045307	J050307	J060307

#### REFERENCE 307 - CREPED - FAST FILTRATION

*Equivalence Whatman 91.*

Filter on creped surface. Frequently used to determine the content of sucrose in cane sugar and in the pharmaceutical laboratories for common filtration. Also used for the industrial filtrations. Resistant paper.

Filters supplied as flat in 100 filters boxes or folded from 150mm of diameter.

For specific orders, these filters can be supplied in the other diameters or in sheets, please, consult us.

#### REFERENCIA 307 - CRESPO - FILTRACIÓN RAPIDA

*Equivalencia Whatman 91.*

Filtro crepada. Frecuentemente utilizado para determinar el contenido de sacarosa en el azúcar de caña y en los laboratorios farmacéuticos para filtraciones comunes. También utilizado para las filtraciones industriales. Papel resistente.

Filtros suministrados planos en cajas de 100 filtros o plegados a partir de 150mm de diámetro.

Para encargos específicos, estos filtros pueden ser suministrados en otros diámetros o en hojas, consultennos.