

SERIE LABORATOIRE

ANALYSE QUALITATIVE,

RENFORCE

REFERENCE 607 - FILTRATION TRES RAPIDE : 25 µ

Equivalence Whatman 114 et 114V

Grammage : 75g/m². Epaisseur : 200µm.

Filtration très rapide. Utilisé pour la filtration de grosses particules et précipités gélatineux. Papier composé de fibres de coton. Très résistant.

Filtres fournis à plat dans des boîtes de 100 filtres ou plissés à partir de 100mm de diamètre.

Pour des commandes spécifiques, ces filtres peuvent être fournis dans d'autres diamètres ou en feuilles, nous consulter.

Diamètre En mm	55	70	90	100	130	150	200	250
Référence à plat	A005607	A007607	A009607	A010607	A013607	A015607	A020607	A025607
Référence plissé	-	-	-	J010607	J013607	J015607	J020607	J025607

Diamètre En mm	300	350	400	450	500	600
Référence à plat	A030607	A035607	A040607	A045607	A050607	A060607
Référence plissé	J030607	J035607	J040607	J045607	J050607	J060607

REFERENCE 607 - VERY FAST FILTRATION: 25µ

Equivalence Whatman 114 and 114V

Very fast filtration. Used to filtrate big particles and gelatinous precipitates. Paper made of cotton fibers. Very resistant. Filters supplied as flat in 100 filters boxes or folded from 100mm diameter.

For specific orders, these filters can be supplied in the other diameters or in sheets, please, consult us.

REFERENCIA 607 - FILTRACIÓN MUY RAPIDA : 25µ

Equivalencia Whatman 114 y 114V

Filtración muy rápida. Usado para partículas gruesas y precipitados gelatinosos. Papel de fibras de algodón. Muy resistente.

Filtros suministrados planos en cajas de 100 filtros o plegados a partir de 100mm de diámetro.

Para encargos específicos, estos filtros pueden ser suministrados en otros diámetros o en hojas, consultennos.