

SERIE LABORATOIRE

ANALYSE QUANTITATIVE

PAPIER SANS CENDRE

REFERENCE 6600 - FILTRATION MOYENNE : 8 à 12 μ

Equivalence Whatman 40.



Grammage : 80g/m². Epaisseur : 270 μ m.

Papier sans cendre. Vitesse de filtration moyenne. Pour analyses quantitatives gravimétriques courantes. Conseillé pour un usage général. C'est le filtre intermédiaire entre les exigences de vitesse et de retenue.

Conseillé pour les travaux où la vitesse importe peu. La teneur en cendre est de 0,002 % (teneur en cendre après calcination à 800°C).

Filtres fournis à plat dans des boîtes de 100 filtres ou plissés à partir de 100mm de diamètre.

Pour des commandes spécifiques, ces filtres peuvent être fournis dans d'autres diamètres ou en feuilles, nous consulter.

Diamètre En mm	55	70	90	110	125	150	185	240	330
Référence à plat	A0556600	A0706600	A0906600	A1106600	A1256600	A1506600	A1856600	A2406600	A3306600
Référence plissé	-	-	-	J1106600	J1256600	J1506600	J1856600	J2406600	J3306600



REFERENCE 6600 - AVERAGE FILTRATION : 8 à 12 μ

Equivalence Whatman 40.

Ashless paper. Medium speed filtration. For common gravimetric quantitative analyses. Advised for a general use. It is the intermediate filter between the requirements of speed and restraint. Advised for the works where speed don't matters little. The content in ash is 0,002 % (ash content after calcination at 800°C).

Filters supplied as flat in 100 filters boxes or folded from 100mm of diameter.

For specific orders, these filters can be supplied in the other diameters or in sheets, please, consult us.



REFERENCIA a 6600 - FILTRACIÓN MEDIA : 8 a 12 μ

Equivalencia Whatman 40.

Papel sin cenizas. Velocidad de filtración media. Para análisis cuantitativos gravimétricos comunes. Aconsejado para un uso general. Es el filtro equilibrado entre las exigencias de velocidad y de retención. Aconsejado para los trabajos donde la velocidad importa poco. El contenido en ceniza es del 0,002 % (contenido en ceniza tras calcinación a 800°C).

Filtros suministrados planos en cajas de 100 filtros o plegados a partir de 100mm de diámetro.

Para encargos específicos, estos filtros pueden ser suministrados en otros diámetros o en hojas, consultennos.