

REFERENCE 8855 - PAPIER MICROFIBRE DE VERRE (1,2 μ)

Equivalence Whatman GF/C.

Filtration rapide avec une rétention de particules fines. Pour une utilisation à très haute température (380°C). Papier fabriqué à partir de microfibras de verre 100% borosilicatées **sans liant**. De qualité très pure avec une couleur très blanche.



Fast filtration with a keeping back of fine particles. For a use in very high-temperature (380°C). Paper made from glass microfiber 100% borosilicate **without binder**. Of very pure quality with a very white color.



Filtración rápida con una retención de partículas finas. Para una utilización a temperatura muy alta (380°C). Papel fabricado con microfibras 100% de vidrio de borosilicato **sin agentes ligantes**. De calidad muy pura con un color muy blanco.