


Műanyag eszközök



Fali edényszárító, 72 tűskével

alul folyadékgyűjtővel, elfolyóval, szürke

Cikkszám	Szárítótűske, db	Méret, mm	Min. rend. db
50177-0-99-80	fehér	450 x 630 x 110	1

Kémcsőállvány, polipropilén, autoklávozható

Cikkszám	Lyukméret, mm	Férőhely	Szín	Méret, mm hossz./szél./mag.	Min. rend. db
50285-0-99-80	mikrocsőhöz (Eppendorf)	100 (4x25)	fehér	263x109,5x45	1
50286-0-99-80	13	90 (6x15)	fehér	246x105x64	1
50287-0-99-80	13	90 (6x15)	kék	246x105x64	1
50288-0-99-80	13	90 (6x15)	sárga	246x105x64	1
50289-0-99-80	13	90 (6x15)	piros	246x105x64	1
50290-0-99-80	16	60 (5x12)	fehér	246x105x72	1
50291-0-99-80	16	60 (5x12)	kék	246x105x72	1
50292-0-99-80	16	60 (5x12)	sárga	246x105x72	1
50293-0-99-80	16	60 (5x12)	piros	246x105x72	1
50294-0-99-80	20	40 (4x10)	fehér	246x105x72	1
50295-0-99-80	20	40 (4x10)	kék	246x105x72	1
50296-0-99-80	20	40 (4x10)	sárga	246x105x72	1
50297-0-99-80	20	40 (4x10)	piros	246x105x72	1
50298-0-99-80	25	40 (4x10)	fehér	295x125x85	1
50299-0-99-80	25	40 (4x10)	kék	295x125x85	1
50300-0-99-80	25	40 (4x10)	sárga	295x125x85	1
50301-0-99-80	25	40 (4x10)	piros	295x125x85	1
50302-0-99-80	30	24 (3x8)	fehér	300x112x85	1
50303-0-99-80	30	24 (3x8)	kék	300x112x85	1
50304-0-99-80	30	24 (3x8)	sárga	300x112x85	1
50305-0-99-80	30	24 (3x8)	piros	300x112x85	1



Folyadékballon, szűknyakú, kerek forma

Csavaros kupakkal, fogantyúval, polietilénből. A 25 és 50 l-esek két fogantyúval.

Cikkszám	Térfogat	Nyakméret	Magasság, mm	Átmérő, mm	Min. rend. db
50178-0-99-80	5	46	335	163	1
50179-0-99-80	10	55	414	210	1
50180-0-99-80	25	55	525	279	1
50181-0-99-80	50	55	603	366	1

