

Fémeszközök

Vegyszerkanál (Poly spoon), oldalra hajlított

kerek nyél, rozsdamentes (Solingen CrNi18/8), jól kézbeillő, mérlegnél ideális

Cikkszám	Hossz,mm	Kanál szélesség, mm	Kanál hossz, mm
50306-0-99-80	150	17	35
50307-0-99-80	180	17	35
50308-0-99-80	210	17	35
50309-0-99-80	250	17	35
50310-0-99-80	300	17	35
50311-0-99-80	210	30	60
50312-0-99-80	250	30	60
50313-0-99-80	300	30	60



Spatula-kanál kerek nyéllel, rozsdamentes

Cikkszám	Hossz,mm	Kanál méret, mm	Spatula méret, mm
50334-0-99-80	150	22x30	15x50
50335-0-99-80	180	29x40	20x55



Vegyszerkanál kerek nyéllel, rozsdamentes

Cikkszám	Hossz,mm	Kanál méret, mm
50336-0-99-80	120	22x30
50337-0-99-80	150	22x30



Poradagoló spatula kerek nyéllel, rozsdamentes

Cikkszám	Hossz,mm	Spatula hossz, mm	Spatula szélesség, mm
50332-0-99-80	150	50	10
50333-0-99-80	185	50	10



Csipesz, mikroszkóp, egyenes, rozsdamentes

Cikkszám	Kivitel	Hossz,mm
50314-0-99-80	egyenes	105
50315-0-99-80	hajlított	105
50316-0-99-80	egyenes	115
50317-0-99-80	hajlított	115
50318-0-99-80	egyenes	130
50319-0-99-80	hajlított	130
50320-0-99-80	egyenes	145
50321-0-99-80	hajlított	145

