

Reanal Finomvegyszergyár Rt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **1,5-Difenil-karbazon**Minőség: **a.r.**Termék kód: **00360**Azonosító: **0048**CAS szám: **538-62-5****VIZSGÁLAT**Oldódás (0,2 g/25 ml aceton)
Olvadási tartomány
Izzítási maradék (SO₄)
Érzékenység Hg reagensként**ELŐÍRÁS**tisztán, piros színnel
153-158°C
max. 0,1%
e.sz.

Dátum (év.hó.nap): 2006.02.18

Ürge Károly
minőségellenőrzés vezető