

Reanal Finomvegyszergyár Rt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **3-Nitro-fenol**Minőség: **indikátor**Termék kód: **01771**Azonosító: **0097**CAS szám: **554-84-7****VIZSGÁLAT****ELŐÍRÁS**Oldódás (0,30g/100 ml EtOH)
A színátcsapás pH-tartományatisztán
6,6-8,6

Dátum (év.hó.nap): 2006.02.18

Ürge Károly
minőségellenőrzés vezető