

Reanal Finomvegyszergyár ZRt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **4-Dimetilamino-benzaldehid**Minőség: **a.r.**Termék kód: **02110**Azonosító: **0107**CAS szám: **100-10-7**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Küllem	fehér vagy halványsárga, kristályos por
Tartalom (HPLC)	min. 99,0%
Oldódás (1,0g/20 ml 4% HCl)	tisztán, maradék nélkül
Oldódás (4,0g/100 ml EtOH)	tisztán, max. 60 Hazen
Olvadáspont	73-75°C
Izzítási maradék (SO ₄)	max. 0,1%
A (1,0g/20ml 4% HCl, 1 cm, 450 nm)	max. 0,1

Dátum (év.hó.nap): 2007.08.02

Ürge Károly
minőségellenőrzés vezető