

Reanal Finomvegyszergyár Rt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.  
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **Alciánkék 8-GX, C.I.74240**Minőség: **mikroszkópiai**Termék kód: **03501**Azonosító: **0184**CAS szám: **75881-23-1****VIZSGÁLAT****ELŐÍRÁS**

Azonosság (UV/VIS)

e.sz.

Oldódás (0,1 g/100 ml H<sub>2</sub>O)

tisztán

 $\lambda_{\max}$  (H<sub>2</sub>O)

613-617 nm

A (1%, 1 cm,  $\lambda_{\max}$ , H<sub>2</sub>O)

250-300

Dátum (év.hó.nap): 2006.03.06

Ürge Károly  
minőségellenőrzés vezető