

Reanal Finomvegyszergyár ZRt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **Brómfenolvörös**Minőség: **indikátor**Termék kód: **05771**Azonosító: **0398**CAS szám: **2800-80-8**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Oldódás (0,1 g/100 ml EtOH)	tisztán
A színátcsapás pH-tartománya	4,7-6,3

Dátum (év.hó.nap): 2006.10.06

Ürge Károly
minőségellenőrzés vezető