

Reanal Finomvegyszergyár Rt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **α -Naftolftalein**Minőség: **indikátor**Termék kód: **03631**Azonosító: **0517**CAS szám: **596-01-0****VIZSGÁLAT**Oldódás (0,1g/100 ml 96% EtOH)
A színátcsapás pH-tartománya
Érzékenység**ELŐÍRÁS**tisztán
7,3(narancs)/8,7(zöldeskék)
e.sz.

Dátum (év.hó.nap): 2006.02.18

Ürge Károly
minőségellenőrzés vezető