

Reanal Finomvegyszergyár Rt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **Dimetil-glioxim**Minőség: **a.r.**Termék kód: **08840**Azonosító: **0572**CAS szám: **95-45-4**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Tartalom (G)	min. 98,0%
Oladási tartomány	238-242°C
Etanolban oldhatatlan anyagok	max. 0,02%
Izzítási maradék	max. 0,05%
Száritási veszteség (105 °C)	max. 1,0%
Alkalmazhatóság Ni reagensként	e.sz.

Dátum (év.hó.nap): 2006.02.18

Ürge Károly
minőségellenőrzés vezető