

Reanal Finomvegyszergyár Rt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **Fenolftalein**Minőség: **indikátor**Termék kód: **10182**Azonosító: **0852**CAS szám: **77-09-8****VIZSGÁLAT**Oldódás (0,1g/100 ml EtOH)
A színátcsapás pH-tartománya**ELŐÍRÁS**tisztán, szintelenül
8,2-9,8

Dátum (év.hó.nap): 2006.02.18

Ürge Károly
minőségellenőrzés vezető