

Reanal Finomvegyszergyár Rt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.  
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **Metilénkék, C.I.52015**Minőség: **mikroszkópiai**Termék kód: **20951**Azonosító: **1644**CAS szám: **61-73-4**

| VIZSGÁLAT                                 | ELŐÍRÁS    |
|-------------------------------------------|------------|
| Azonosság (UV/VIS)                        | e.sz.      |
| Oldódás (0,1 g/100 ml EtOH 50%)           | tisztán    |
| $\lambda_{\max}$ (EtOH 50%)               | 660-665 nm |
| A (1%, 1 cm, $\lambda_{\max}$ , EtOH 50%) | 2100-2600  |

Dátum (év.hó.nap): 2006.03.02

Ürge Károly  
minőségellenőrzés vezető