

Reanal Finomvegyszergyár Rt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **Metilvörös, C.I.13020**Minőség: **indikátor**Termék kód: **20901**Azonosító: **1650**CAS szám: **493-52-7**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Oldódás (0,1g/100ml EtOH)	e.sz.
A színátcsapás pH-tartománya	4,2-6,2

Dátum (év.hó.nap): 2006.02.18

Ürge Károly
minőségellenőrzés vezető