

Reanal Finomvegyszergyár ZRt.

1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7500 Fax: (1) 252-1483 E-mail: QC@reanal.huTermék: **Pepton húsból (pepszinnel emésztett)**Termék kód: **25772**Azonosító: **2289**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Összes nitrogén (N)	15,0-16,0%
Amino nitrogén (N)	3,0-4,0%
Oldódás (5,0 g/100 ml víz)	maradék nélkül
pH (5%, 25 °C)	5,0-7,0
Száritási veszteség (105 °C, 4 óra)	max. 6,0%
Izzítási maradék (SO ₄)	max. 10,0%
Klorid (NaCl)	max. 3,0%

Dátum (év.hó.nap): 2007.03.13

Ürge Károly
minőségellenőrzés vezető