

Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Aceton**Minőség: **HPLC célra, CER**Termék kód: **02850**Azonosító: **7006**CAS szám: **67-64-1**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta, színtelen folyadék
Azonosság	Azonos
d_4^{20}	0,790-0,792
n_D^{20}	1,3581-1,3601
Forráspont	55,8-56,3°C
Víz (KF)	max. 0,2%
Bepárlási maradék	max. 5 ppm
Savasság	max. 0,0005 mekv/g
Lúgosság	max. 0,0002 mekv/g
Tartalom (GLC)	min. 99,8%
Spektrofotometriás jellemzők:	
T (340 nm)	min. 50%
T (350 nm)	min. 90%
T (360nm)	min. 98%

Dátum (év.hó.nap): 2008.08.21

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető