

Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Ciklohexán**Minőség: **HPLC célra, CER**Termék kód: **06460**Azonosító: **7020**CAS szám: **110-82-7**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta, színtelen folyadék
Azonosság	Azonos
d_4^{20}	0,776-0,782
n_D^{20}	1,4229-1,4299
Forráspont	80,2-81,2
Víz (KF)	max. 100 ppm
Bepárlási maradék	max. 2 ppm
Savasság/lúgosság	max. 0,0002 mekv/g
Tartalom (GLC)	min. 99,8%
T (200 nm)	min. 50%
T (210 nm)	min. 63%
T (220 nm)	min. 79%
T (230 nm)	min. 96%
T (240 nm)	min. 99%
T (260nm)	min. 99%
0,2 µm-es szűrőn szűrve	

Dátum (év.hó.nap): 2008.09.18

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető