


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Diklór-metán**Minőség: **HPLC célra, CER**Termék kód: **08780**Azonosító: **7029**CAS szám: **75-09-2**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta színtelen folyadék
Azonosság	Azonos
d_4^{20}	1,322-1,328
n_D^{20}	1,4214-1,4274
Forráspont	39,6-40,1°C
Savasság/lúgosság	max. 0,0001 mekv/g
Víz (KF)	max. 200 ppm
Bepárlási maradék	max. 2 ppm
Tartalom (GLC)	min. 99,8%
Spektrofotometriás jellemzők:	
T (240 nm)	min. 63%
T (250 nm)	min. 96%
T (260nm)	min. 99%
T (270nm)	min. 99%
T (280 nm)	min. 99%
Amilénnel (kb. 50 ppm) stabilizált	
0,2 µm-es szűrőn szűrve	

Dátum (év.hó.nap): 2008.09.18

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető