

Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Acetonitril**Minőség: **gradiens HPLC célra, Fisher**Termék kód: **02870**Azonosító: **7046**CAS szám: **75-05-8**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Tartalom	min. 99,9%
Savasság	max. 0,0008 mekv/g
Bepárlási maradék	max. 2 ppm
Víz	max. 0,01%
Abszorbancia	
195 nm	max. 0,1 A.U.
200 nm	max. 0,05 A.U.
210 nm	max. 0,02 A.U.
220 nm	max. 0,01 A.U.
230 nm	max. 0,005 A.U.
240 nm	max. 0,005 A.U.
250 nm	max. 0,005 A.U.
Gradiens analízis:	
A legnagyobb eluált csúcs abszorbanciája	max. 0,01 A.U.
0,2 µm-es szűrőn szűrve	

Dátum (év.hó.nap): 2010.06.24

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető