


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Kloroform**Minőség: **spektroszkópiai célra, CER**Termék kód: **16900**Azonosító: **7065**CAS szám: **67-66-3**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta folyadék
Szín (APHA)	max. 10
Azonosság	Azonos
d_4^{20}	1,479-1,483
n_D^{20}	1,4461-1,4491
Forráspont	61,0-61,5 °C
Víz (KF)	max. 100 ppm
Bepárlási maradék	max. 5 ppm
Savasság (HCl)	max. 0,0005 mekv/g
Lúgosság	max. 0,0002 mekv/g
Tartalom (GLC)	min. 99%
Spektrofotometriás jellemzők:	
F (254 nm)	max. 2 ppb
F (365 nm)	max. 2 ppb
T (245 nm)	min. 15%
T (250 nm)	min. 50%
T (260nm)	min. 90%
T (275 nm)	min. 98%

Dátum (év.hó.nap): 2008.09.04

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető