

Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **N,N-Dimetil-formamid**Minőség: **a.r.**Termék kód: **21590**Azonosító: **7088**CAS szám: **68-12-2**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta folyadék
Szín (APHA)	max. 15
Azonosság IR spektrum alapján	Azonos
Elegyedés vízzel	Megfelelő
Elegyedés kloroformmal	Korlátlan
d_4^{20}	0,949-0,952
n_D^{20}	1,4224-1,4314
Forráspont	152,0-154,0°C
Víz (KF)	max. 0,1%
Bepárlási maradék	max. 50 ppm
Savasság (Hangyasav)	max. 25 ppm
Lúgosság (NH ₃)	max. 50 ppm
Klorid	max. 10 ppm
Nehézfémek (Pb)	max. 1 ppm
Szulfát	max. 10 ppm
Cd	max. 0,05 ppm
Cr	max. 0,02 ppm
Cu	max. 0,02 ppm
Fe	max. 0,05 ppm
Ni	max. 0,02 ppm
Pb	max. 0,1 ppm
Tartalom (GLC)	min. 99,8%

Dátum (év.hó.nap): 2008.09.10

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető