


Reanal Laborvegyszer  
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.  
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Puffer oldat pH 5,00  $\pm$  0,05 (20°C), 500 ml pufferhez**Minőség: **min.jellemzők sz.**Termék kód: **27040**Azonosító: **7124**

| VIZSGÁLAT                                                               | ELŐÍRÁS                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Külleme                                                                 | Tiszta színtelen folyadék |
| Azonosság                                                               | Azonos                    |
| pH (20 °C)                                                              | 4,98-5,02                 |
| A garantált pH tartomány a NIST Standard alapján került meghatározásra. |                           |

Dátum (év.hó.nap): 2008.10.07

Horváth Zsolt  
minőségellenőrzés vezető