


Reanal Laborvegyszer  
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.  
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Tetrahidrofurán**Minőség: **HPLC célra, CER**Termék kód: **31000**Azonosító: **7142**CAS szám: **109-99-9**

| VIZSGÁLAT                     | ELŐÍRÁS                   |
|-------------------------------|---------------------------|
| Külleme                       | Tiszta színtelen folyadék |
| Azonosság                     | Azonos                    |
| $d_4^{20}$                    | 0,885-0,893               |
| $n_D^{20}$                    | 1,4040-1,4100             |
| Forráspont                    | 64,0-65,0                 |
| Víz (KF)                      | min. 300 ppm              |
| Bepárlási maradék             | max. 2 ppm                |
| Peroxid                       | max. 100 ppm              |
| Savasság                      | max. 0,0002 mekv/g        |
| Lúgosság                      | max. 0,0006 mekv/g        |
| Tartalom (GLC)                | min. 99,8%                |
| Spektrofotometriás jellemzők: |                           |
| T (230 nm)                    | min. 32%                  |
| T (240 nm)                    | min. 55%                  |
| T (250 nm)                    | min. 79%                  |
| T (260nm)                     | min. 89%                  |
| T (270nm)                     | min. 91%                  |
| T (280 nm)                    | min. 96%                  |
| 0,2 µm-es szűrőn szűrve       |                           |

Dátum (év.hó.nap): 2008.10.20

Horváth Zsolt  
minőségellenőrzés vezető