


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Nátrium-dihidrogén-foszfát**Minőség: **a.r.**Termék kód: **24430**Azonosító: **7148**CAS szám: **7558-80-7**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Fehér kristályos por
Azonosság	Azonos
pH (5%, H ₂ O)	4,1-4,5
Vízben oldhatatlan anyagok	max. 100 ppm
Klorid	max. 5 ppm
Nehézfémek (Pb)	max. 10 ppm
Szulfát	max. 30 ppm
Ca	max. 50 ppm
Fe	max. 10 ppm
K	max. 100 ppm
Tartalom	98,0-102,0 %

Dátum (év.hó.nap): 2008.11.27

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető