


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **di-Kálium-hidrogén-foszfát**Minőség: **a.r.**Termék kód: **08790**Azonosító: **7152**CAS szám: **7758-11-4**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Tartalom	min. 99,0%
Száritási veszteség (130 °C)	max. 1%
Klorid (Cl)	max. 0,002%
Szulfát (SO ₄)	max. 0,01%
Vas (Fe)	max. 0,001%

Dátum (év.hó.nap): 2008.11.27

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető