

Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **2-Propanol**Minőség: **preparatív HPLC célra, CER**Termék kód: **34080**Azonosító: **7190**CAS szám: **67-63-0**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta színtelen folyadék
Azonosság	Azonos
d_4^{20}	0,784-0,786
n_D^{20}	1,3766-1,3786
Forráspont	82,1-82,6 °C
Víz (KF)	max. 500 ppm
Bepárlási maradék	max. 5 ppm
Lúgosság (NH ₃)	max. 0,0002 mekv/g
Tartalom (GLC)	min. 99,5 %
Spektrofotometriás jellemzők	
T (220 nm)	min. 50 %
T (255 nm)	min. 99 %
0,1 µm-es szűrőn szűrve	

Dátum (év.hó.nap): 2009.01.08

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető