


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **myo-Inozit**Minőség: **purum**Termék kód: **34200**Azonosító: **7191**CAS szám: **87-89-8**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Fehér por
Azonosság	Azonos
Száritási veszteség	max. 0,2 %
Szulfát hamu	max. 0,1 %
Klorid	max. 100 ppm
Nehézfémek (Pb)	max. 40 ppm
Szulfát	max. 150 ppm
Fe	max. 10 ppm

Dátum (év.hó.nap): 2009.01.08

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető