


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **n-Hexán**Minőség: **HPLC célra, CER**Termék kód: **34310**Azonosító: **7193**CAS szám: **110-54-3**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Külleme	Tiszta színtelen folyadék
Azonosság	Azonos
d_4^{20}	min. 0,662
n_D^{20}	1,3719-1,3779
Forráspont	68,5-69 °C
Víz (KF)	max. 100 ppm
Bepárlási maradék	max. 2 ppm
Savasság/lúgosság	max. 0,00015 mekv/g
Tartalom (GLC)	min. 96 %
Spektrofotometriás jellemzők	
T (210 nm)	min. 55 %
T (220 nm)	min. 82 %
T (230 nm)	min. 92 %
T (240 nm)	min. 95 %
T (250 nm)	min. 99 %
0,2 µm-es szűrőn szűrve	

Dátum (év.hó.nap): 2009.01.13

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető