


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Kálium-hidrogén-karbonát**Minőség: **a.r.**Termék kód: **17970**Azonosító: **7226**CAS szám: **298-14-6**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Tartalom	min. 99,0%
Klorid (Cl)	max. 0,005%
Szulfát (SO ₄)	max. 0,01%
Vas (Fe)	max. 0,005%
Ólom (Pb)	max. 0,005%

Dátum (év.hó.nap): 2009.03.05

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető