


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **N-(1-Naftil)-etilén-diamin-dihidroklorid**Minőség: **a.r.**Termék kód: **23750**Azonosító: **7237**CAS szám: **1465-25-4**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Tartalom (szárított anyagra számítva)	min. 98,0%
Víz (KF)	max. 5,0%
Izzítási maradék	max. 0,1%

Dátum (év.hó.nap): 2009.05.12

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető