


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **Kvarchomok**Minőség: **min. jellemzők sz.**Termék kód: **17720**Azonosító: **7292**CAS szám: **14808-60-7**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Száritási veszteség (105 °C)	max. 0,05%
Klorid (Cl)	max. 0,005%
Sósavban oldódó anyagok	max. 0,12%

Dátum (év.hó.nap): 2010.05.19

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető