


Reanal Laborvegyszer
Kereskedelmi Kft.1147 Budapest, Telepes u. 53. Postacím: 1141 Budapest, Pf.: 54.
Tel: (1) 467 7524 Fax: (1) 467-7535 E-mail: reanal-labor@reanal-labor.huTermék: **4-Amino-antipirin**Minőség: **min. jellemzők szerint**Termék kód: **02050**Azonosító: **7296**CAS szám: **83-07-8**

VIZSGÁLAT	ELŐÍRÁS
Küllem	sárgás-barna kristályos por
IR spektrum	azonos
Olvadáspont	105,5°C - 110°C
Tartalom (szárított anyagra számítva)	min. 97,5%
Szárítási veszteség	max. 1,5%
Szulfát hamu	max. 0,1%
Oldat külleme (10%-os vizes oldat)	átlátszó, sárga

Dátum (év.hó.nap): 2010.08.10

Horváth Zsolt
minőségellenőrzés vezető